

## Zamjena podmetača

Podmetač nije namijenjen za premještanje i okretanje korisnika!



1. Osobu okrenuti na bok te postojeći podmetač ispod osobe zarolati do polovice ležaja iza leđa osobe.



2. Novi podmetač odrolati do pola i postaviti do postojećeg koji se želi zamijeniti.



3. Osobu okrenuti na suprotni bok na novi podmetač. Ranije korišteni podmetač maknuti s površine, a novi odrolati do kraja.




4. Okrenuti osobu u položaj na leđa.



## Postavljanje uložaka

### U stojećem položaju



1. Presaviti uložak tako da se vanjski bočni rubovi dodiruju, a unutarnja površina okrenuta je prema gore.
2. Postaviti uložak između nogu počevši od naprijed. Stražnja strana uložka trebala bi biti u višem položaju od prednje.
3. Ukloniti ljepljivu trakicu.
4. Navući donje rublje ili mrežaste gaćice.

### U ležećem položaju

1. Osobu okrenuti na bok presaviti uložak tako da se vanjski bočni rubovi dodiruju, a unutarnja površina okrenuta je prema gore.
2. Postaviti uložak između nogu počevši od naprijed.
3. Ukloniti ljepljivu trakicu i navući donje rublje.
4. Vratiti osobu u položaj na leđa te provjeriti je li uložak dobro fiksiran.



[www.elbi-medikal.hr](http://www.elbi-medikal.hr)

### U sjedećem položaju

1. Presaviti uložak tako da se vanjski bočni rubovi dodiruju, a unutarnja površina okrenuta je prema gore.
2. Uložak postaviti na stolac tako da osoba sjedne na sredinu uložka.
3. Posjesti osobu, povući uložak sa prednje i stražnje strane između nogu.
4. Ukloniti ljepljivu trakicu i navući donje rublje ili mrežaste gaćice.



### Važno!

Obavezno s uložka ukloniti ljepljivu trakicu kako bi se uložak pričvrstio za donje rublje ili mrežaste gaćice. Mrežaste gaćice služe za dodatno fiksiranje uložaka i osjećaj sigurnosti.

Za više informacija o proizvodima i postavljanju istih kontaktirajte nas na **01/2750-980**, pitajte vašeg liječnika ili ljekarnika ili posjetite web: [www.elbi-medikal.hr](http://www.elbi-medikal.hr)

# Attends®



ELBI MEDIKAL

Ugodniji život za vas

# Attends®

## Vodič za pravilno postavljanje Attends proizvoda



Samo pravilno postavljen proizvod osigurava maksimalnu zaštitu od istjecanja i infekcija.

Za besplatan uzorak kontaktirajte nas na **01 2750 980** radnim danom od 08:00-15:00 sati ili skenirajte QR kod



[www.elbi-medikal.hr](http://www.elbi-medikal.hr)

Proizvodi su dizajnirani tako da osiguravaju:

- Zaštitu od istjecanja
- Suhoću kože
- Zaštitu od razvoja neugodnih mirisa
- Udobnost prilikom nošenja

## Korisni savjeti za rukovanje pomagalima za inkontinenciju

### 1. Pravilno određivanje veličina pelena

Potrebno je izmjeriti opseg struka i kukova te uzeti u obzir veću izmjerenu vrijednost.

	S (cm)	M (cm)	L (cm)	XL (cm)
Opseg struka/kukova	50-85	80-110	100-150	150-175

**Pažnja!** S vanjske strane pelene, primijetiti ćete plavu liniju - indikator vlažnosti. Plava linija se briše kako se pelena puni. Kada se izbriše 70% indikatora vlažnosti potrebno je zamijeniti pelenu.

### 2. Odabir uložka odgovarajuće veličine

Ovisno o količini nevoljnog istjecanja urina odabiru se proizvodi sljedećih brojčanih oznaka:

- Povremeni gubitak malih količina urina - uložci brojčanih oznaka 0-2.
- Gubitak malih količina urina više puta u toku dana – uložci brojčanih oznaka 3-4.
- Gubitak većih količina urina više puta u toku dana – uložci brojčanih oznaka 5-7.



ELBI MEDIKAL

Ugodniji život za vas

### 3. Higijena pelenske regije

Prije postavljanja i/ili zamjene pelena/uložaka kožu je potrebno oprati, osušiti te namazati zaštitnom kremom (Attends krema za njegu).

- Nakon korištenja proizvodi se odlažu u komunalni otpad.

Za očuvanje zdravlja kože preporuka je zamijeniti proizvod 3 puta dnevno.



## Pravilno postavljanje Attends Slip Regular pelena

### U ležećem položaju



1. Osobu okrenuti na bok, rastvoriti pelenu i položiti je na krevet iza leđa ležeće osobe. Vratiti osobu na leđa tako da indikator vlažnosti (plava linija s vanjske strane pelene) bude u ravnini s trticom.
2. Provući pelenu kroz noge tako da prednja i stražnja strana budu u istoj ravnini.
3. Pričvrstiti pelenu čičcima. Prvo zalijepiti donje čičke prema gore, a zatim gornje prema dolje (unakrsno).

### U stojećem položaju



1. Pelenu potpuno rastvoriti u oblik lađe i presavinuti je na pola.
2. Provući pelenu kroz noge tako da unutarnja strana pelene bude okrenuta prema gore. Indikator vlažnosti mora biti u liniji s trticom, a prednja i stražnja strana moraju biti u ravnini.
3. Pričvrstiti pelenu čičcima. Prvo zalijepiti donje čičke prema gore, a zatim gornje prema dolje (unakrsno).


### U sjedećem položaju

1. Osobu podignuti i provjeriti je li stabilna.
2. Rastvoriti pelenu i postaviti ju na stolac, unutarnjim dijelom okrenutim prema gore. Posjesti osobu tako da indikator vlažnosti prati liniju trtice.
3. Pričvrstiti pelenu čičcima. Prvo zalijepiti donje čičke prema gore, a zatim gornje prema dolje (unakrsno).



Attends Slip Regular pelene namijenjene su slabije pokretnim i nepokretnim osobama koje većinu vremena provode ležeći.

## Pravilno postavljanje Attends Slip Active pelena - za pokretne osobe



1. Rastvoriti pelenu tako da se krilca maksimalno otvore.
2. Rastvorenu pelenu postaviti u oblik lađe i provući između nogu te namjestiti prednju i stražnju stranu u istu ravninu.
3. Pričvrstiti pelenu koristeći pomoćne čičke koji se nalaze s prednje vanjske strane pelene te provjeriti je li dobro namještena.
4. Zalijepiti trake za fiksiranje na odgovarajuća mjesta.



Kad se jednom fiksira i zalijepi Slip Active pelena može se otvoriti odvajanjem bijelog od plavog dijela ljepljive trakice bez da se pelena potrga.



ELBI MEDIKAL

Ugodniji život za vas